


Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Gegen Humanes Phospho-PI3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55γ (Y199) Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P27986 / O00459 / Q92569

Artikelnummer: CM0001362



Einführung

-konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der phosphorylierte regulatorische PI3K-Untereinheiten p85α (Y467), p85β (Y464) und p55γ (Y199) targetiert. Validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für die Erforschung des PI3K/AKT-Signalwegs in humanen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human Phospho-PI3KP85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 mAb
Bemerkungen/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5295/5296/8503
GenID	5295/5296/8503
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y467 des menschlichen PI3KP85α (NP_852664.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Proteinmasse	42-54kDa/81-84kDa
Versand	Eisbeutel