

Kaninchen Anti-Human Phospho-Pi3Kp85A-Y467+P85B-Y464+P55γ-Y199 Mak - P27986 / O00459 / Q92569

Artikelnummer: CM0001913



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes phospho-PI3K p85α (Y467), p85β (Y464) und p55γ (Y199). Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Ideal zur Untersuchung der PI3K/AKT-Signalgebung in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Phospho-PI3KP85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 mAk
Bemerkungen/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5295/5296/8503
GenID	5295/5296/8503
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y467 von humanem PI3KP85α (NP_852664.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Proteingewicht	42-54kDa/81-84kDa
Versand	Eisbeutel