

Kaninchen-Anti-Human-Plzf-Monoklonaler Antikörper Für Die Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q05516

Artikelnummer: CM0012302



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PLZF (ZBTB16), einen an der myeloischen Reifung beteiligten Transkriptionsrepressor. Für die intrazelluläre Durchflusszytometrie validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-PLZF-mAb
Bemerkungen/Alias	PLZF; ZNF145
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7704
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 6-137 des humanen PLZF (NP_005997.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q05516
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku