

Kaninchen Anti-Human Plzf Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q05516

Artikelnummer: CM0009307



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes PLZF (ZBTB16). Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Reaktivität: Human. Erforschen Sie Mechanismen der Transkriptionsrepression und myeloischen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen Anti-Human PLZF mAb
Bemerkungen/Alias	PLZF; ZNF145
Spezies	Human
Gen-ID	7704
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 6-137 von humanem PLZF enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q05516
Protein-Gewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel