

Kaninchen Anti-Humaner Podoplanin Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q86YI7

Artikelnummer: CM0009632



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Podoplanin (PDPN), validiert für Durchflusszytometrie. Nützlich für die Untersuchung von Zellmigration, Adhäsion, Lymphgefäßbiologie und Tumorprogression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-humaner Podoplanin mAb
Bemerkungen/Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanin
Spezies	Human
GeneID	10630
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-123 von humanem Podoplanin (NM_006474.5) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q86YL7
Protein-Gewicht	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Versand	Eisbeutel