

Kaninchen Anti-Mensch Podoplanin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q86YL7

Artikelnummer: CM0012330



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Podoplanin (PDPN/Aggrus/Gp36). Validiert für Durchflusszytometrie, mit Kreuzreaktivität gegenüber Menschen. Geeignet für Studien zur Krebsbiologie, Lymphgefäße und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human Podoplanin mAb
Anmerkungen/Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10630
GenID	10630
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-123 von humanem Podoplanin enthält (NM_006474.5)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86YL7
Proteingewicht	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Versand	Eisbeutel