


Kaninchen Anti-Menschlicher Pth1R Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - Q03431

Artikelnummer: CM0010046



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschlichen PTH1R, konjugiert mit , validiert für die Durchflusszytometrie. Der Parathormon-1-Rezeptor (PTH1R) ist ein G-Protein-gekoppelter Rezeptor, der an der Kalziumhomöostase beteiligt ist. Ideal für Forschungs- und Diagnostikanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-menschlicher PTH1R mAk
Bemerkungen/Aliase	PFE; EKNS; PTHR; PTHR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	5745
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-188 des menschlichen PTH1R (NP_000307.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q03431
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel