


Kaninchen Anti-Mensch Pth1R Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q03431

Artikelnummer: CM0009955



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanen PTH1R (Parathormon 1-Rezeptor), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Erforschung der GPCR-Signalübertragung und von Knochen-/Nierenerkrankungen. Spezifisch für humanen PTH1R.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human PTH1R mAb
Bemerkungen/Alias	PFE; EKNS; PTHR; PTHR1
Art	Mensch
GenID (menschlich)	5745
GenID	5745
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-188 des menschlichen PTH1R (NP_000307.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q03431
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel