


Kaninchen Anti-Humaner Rankl/Cd254 Mab - 014788

Artikelnummer: CM0010352



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RANKL/CD254 für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung der Osteoklastendifferenzierung, des Knochenstoffwechsels und der Interaktionen zwischen T-Zellen und dendritischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human RANKL/CD254 mAb
Bemerkungen/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8600
Gen-ID	8600
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 136-317 von humanem RANKL/CD254 enthält (NP_003692.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	014788
Protein-Gewicht	27kDa/30kDa/35kDa
Versand	Eistasche