


Kaninchen-Anti-Human-Ror1-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q01973

Artikelnummer: CM0009077



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die extrazelluläre Domäne des humanen ROR1 (AS 24–403). Für die Durchflusszytometrie validiert. Geeignet für die Krebsforschung, Neurobiologie und Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-ROR1-mAb
Bezeichnungen/Alias	NTRKR1; dj537F10.1
Art	Mensch
Gen-ID	4919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24–403 des humanen ROR1 (NP_005003.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01973
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Kühlakku