


Kaninchen-Anti-Humaner Ror1-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q01973

Artikelnummer: CM0008137



Einführung

Konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ROR1, validiert für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes ROR1, detektiert er ein 104-kDa-Protein. Geeignet für die Erforschung der Wnt-Signalübertragung und von Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes ROR1-mAb
Bemerkungen/Alias	NTRKR1; dj537F10.1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4919
GeneID	4919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-403 des humanen ROR1 (NP_005003.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01973
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Kühlakku