

Kaninchen Anti-Mensch Siglec-8 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Nyz4

Artikelnummer: CM0011688



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Siglec-8 (SAF-2) gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie, erkennt er das 44-54 kDa Membranlektin auf Eosinophilen, Basophilen und Mastzellen. Ideal für die Immunphänotypisierung und Allergieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human Siglec-8 mAk
Bemerkungen/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Spezies	Mensch
GeneID	27181 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-363 von menschlichem Siglec-8 entspricht (NP_055257.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NYZ4
Proteingewicht	44kDa/46kDa/54kDa
Versand	Eisbeutel