

Kaninchen-Anti-Humaner-Siglec-8-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Nyz4

Artikelnummer: CM0011361



Einführung

Hochwertiger, an konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Siglec-8. Spezifisch für Anwendungen in der Durchflusszytometrie und ideal zur Untersuchung der Biologie von Eosinophilen, Mastzellen und Basophilen. Die Reaktivität mit humanen Proben wurde bestätigt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes Siglec-8-mAb
Bemerkungen/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	27181
GeneID	27181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 17-363 des humanen Siglec-8 (NP_055257.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NYZ4
Proteingewicht	44 kDa/46 kDa/54 kDa
Versand	Kühlakku