

Kaninchen Anti-Mensch Siglec-8 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Nyz4

Artikelnummer: CM0011530



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Siglec-8 (Q9NYZ4), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt spezifisch Siglec-8 auf Basophilen, Mastzellen und Eosinophilen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human Siglec-8 mAb
Bemerkungen/Alias	SIGLEC8, SAF2, SIGLEC-8, SIGLEC8L, Sialinsäure-bindende Ig-ähnliche Lectin 8
Spezies	Mensch
Gen-ID	27181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 17-363 des menschlichen Siglec-8 (NP_055257.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NYZ4
Proteingewicht	44 kDa/46 kDa/54 kDa
Versand	Eisbeutel