

Kaninchen-Anti-Human-Siglec-8-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Nyz4

Artikelnummer: CM0009340



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Siglec-8 (SAF-2). Entwickelt für die Durchflusszytometrie zum Nachweis von Eosinophilen, Basophilen und Mastzellen. Das rekombinante Immunogen gewährleistet eine hohe Spezifität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-Siglec-8-mAb
Bemerkungen/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Art	Mensch
GeneID	27181 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein (AS 17-363 von humanem Siglec-8, NP_055257.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NYZ4
Proteingewicht	44 kDa/46 kDa/54 kDa
Versand	Kühlakku