

Kaninchen-Anti-Mensch Siglec9 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Y336

Artikelnummer: CM0009499

Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Mensch SIGLEC9 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD329 auf menschlichen Neutrophilen und Monozyten. Rekombinantes Immunogen; Proteinmasse 50-52 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch SIGLEC9 mAk
Bemerkungen/Aliase	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Spezies	Mensch
Gen-ID	27180 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-348 von menschlichem SIGLEC9 (NP_055256.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y336
Proteinmasse	50 kDa, 52 kDa
Versand	Eispackung