

## Kaninchen Anti-Mensch Syk Mak Für Fc (Intrazellulär) - P43405

Artikelnummer: CM0006253



### Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Syk (p72-Syk). Entwickelt für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von B-Zell-Rezeptor-Signalwegen, angeborener Immunität und Blutplättchenaktivierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Human Syk mAb                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | IMD82; p72-Syk                                                                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                              |
| GenID (Mensch)    | 6850                                                                                                                                                |
| GenID             | 6850                                                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid   Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 251-350 von menschlichem Syk (NP_003168.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                              |
| Anwendung         | FC (intrazellulär)                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                              |
| SWISS             | P43405                                                                                                                                              |
| Proteinmasse      | 72kDa/70kDa                                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                           |