

Kaninchen Anti-Human Syk Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - P43405

Artikelnummer: CM0010992



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humane Tyrosin-Proteinkinase SYK (p72-Syk) gerichtet ist. Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie in humanen Proben. Wesentlich für Studien zur B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und angeborenen Immunität. UniProt P43405.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Syk mAb
Bemerkungen/Alias	IMD82; p72-Syk
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6850
Gen-ID	6850
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 251-350 von humanem Syk (NP_003168.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43405
Proteingewicht	72kDa/70kDa
Versand	Eisbeutel