

Kaninchen Anti-Humaner Syk Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P43405

Artikelnummer: CM0011130



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Syk (Spleen Tyrosinkinase), konjugiert an . Geeignet für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC) an humanen Proben. Syk ist eine Schlüssel-Kinase (nicht-Rezeptor) in der B-Zell-Rezeptor-Signalgebung und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner Syk mAb
Bemerkungen/Alias	IMD82; p72-Syk
Spezies	Human
GeneID (Human)	6850
GeneID	6850
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 251-350 von humanem Syk (NP_003168.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43405
Proteingewicht	72kDa/70kDa
Versand	Eisbeutel