

Kaninchen-Anti-Human-Syndecan-4-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P31431

Artikelnummer: CM0010381



Einführung

Kaninchen-anti-human-Syndecan-4-monoklonaler Antikörper, für FC validiert. Erkennt humanes Syndecan-4 (SYND4), ein Zelloberflächen-Proteoglykan, das die Exosomenbiogenese reguliert. Rekombinantes Immunogen. Ideal für die Durchflusszytometrie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-Syndecan-4-mAb
Bemerkungen/Alias	SYND4
Art	Mensch
GeneID	6385
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-145 des humanen Syndecan-4 (NP_002990.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31431
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku