

Kaninchen-Anti-Menschlicher T-Bet/Tbx21 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9UL17

Artikelnummer: CM0011625

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes T-bet/Tbx21, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur Th1-Zelldifferenzierung, Immunophänotypisierung und Transkriptionsfaktoranalyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human T-bet/Tbx21 mAb
Bemerkungen/Aliaße	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	30009
Gen-ID	30009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 322-535 des humanen T-bet/Tbx21 (NP_037483.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UL17
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel