

Kaninchen Anti-Human T-Bet/Tbx21 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q9UL17

Artikelnummer: CM0004218

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes T-bet/Tbx21 (Q9UL17) gerichtet ist. Validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie, ideal für die Analyse der Th1-Zelllinie und Immunreaktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human T-bet/Tbx21 mAk
Bemerkungen/Alias	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	30009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 322-535 von humanem T-bet/Tbx21 (NP_037483.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Krossreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UL17
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel