


Kaninchen Anti-Mensch Tie-2/Cd202B Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q02763

Artikelnummer: CM0004933



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Tie-2/CD202b (Angiopoietin-1 Rezeptor), validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Forschung zu Angiogenese, Gefäßbiologie und Endothelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human Tie-2/CD202b mAb
Bemerkungen/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7010
GenID	7010
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-745 des menschlichen Tie-2/CD202b (NP_000450.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q02763
Proteingewicht	126kDa
Versand	Eisbeutel