


Kaninchen Anti-Mensch Tigit Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q495A1

Artikelnummer: CM0010639



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TIGIT (Q495A1), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Forschung zu Immun-Checkpoints, Studien zur T-Zell- und NK-Zell-Inhibition.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch TIGIT mAb
Bemerkungen/Aliase	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	201633
Immunogen	Rekombinantes Protein oder rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-141 von humanem TIGIT (NP_776160.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q495A1
Proteingewicht	18kDa/26kDa
Versand	Eisbeutel