

Kaninchen Anti-Human Tim-3/Havcr2 Mak Für Durchflusszytometrie - Q8Tdq0

Artikelnummer: CM0010185



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes TIM-3/HAVCR2 (CD366) gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie, ermöglicht dieses Reagenz die Detektion von TIM-3 auf Immunzellen für die Immunologie und die Immuno-Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAk
Bemerkungen/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Spezies	Human
GenID (Human)	84868
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-200 von humanem TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8TDQ0
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel