

Kaninchen Anti-Humaner Tim-3/Havcr2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Tdq0

Artikelnummer: CM0009771



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TIM-3/HAVCR2, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Erforschung der Immuncheckpoint-Regulation, T-Zell-Erschöpfung und der Krebsimmuntherapie.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	Kaninchen anti-humaner TIM-3/HAVCR2 mAb
Bemerkungen/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Spezies	Mensch
GeneID	84868
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TDQ0
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel