

Kaninchen Anti-Human Tim-3/Havcr2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Tdq0

Artikelnummer: CM0005164



Einführung

Dieser mit konjugierte, kaninchenstämmige monoklonale Antikörper zielt auf humanes TIM-3/HAVCR2 (CD366) ab und ist ideal für die Durchflusszytometrie-Analyse der Immun-Checkpoint-Expression auf T-Zellen, NK-Zellen und dendritischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human TIM-3/HAVCR2 mAb
Bemerkungen/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84868
Gen-ID	84868
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-200 von humanem TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8TDQ0
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel