

Kaninchen Anti-Human Tlr1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q15399

Artikelnummer: CM0010184



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes TLR1 (CD281) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Erkennt den Toll-like-Rezeptor 1, der an der angeborenen Immunantwort auf bakterielle Lipopeptide beteiligt ist. Geeignet für die Immunologie und die Erforschung von Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human TLR1 mAk
Bemerkungen/Alias	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7096
GenID	7096
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 325-424 von humanem TLR1 (NP_003254.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15399
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel