

Kaninchen Anti-Human Tlr1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q15399

Artikelnummer: CM0008446



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanen Toll-like-Rezeptor 1 (TLR1/CD281). Validiert für Durchflusszytometrie (FC), geeignet für die Forschung zur angeborenen Immunität anhand der durch TLR2/TLR1-Heterodimer-vermittelten Lipopeptid-Erkennung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human TLR1 mAk
Bemerkungen/Alias	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7096
GenID	7096
Immunogen	Synthetisches Peptid (ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 325-424 von humanem TLR1 (NP_003254.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15399
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel