

Kaninchen Anti-Humaner Tnf-A Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P01375

Artikelnummer: CM0005029

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanen TNF- α , validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes TNF- α , 26 kDa Protein. Ideal für die Immunonkologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner TNF- α mAb
Bemerkungen/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7124
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 77-233 von humanem TNF- α (NP_002344.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01375
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eistasche