


Kaninchen Anti-Human Tnf-A Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P01375

Artikelnummer: CM0004268



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TNF- α , validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Detektiert ein 26 kDa Protein. Ideal für Zytokinforschung und Immunantwortstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen anti-Human TNF- α mAk
Bemerkungen/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7124
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 77-233 von humanem TNF- α (NP_002344.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01375
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel