

Kaninchen Anti-Humaner Tnfrsf10D/Trailr4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Ubn6

Artikelnummer: CM0012262

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf humanes TNFRSF10D/TRAILR4 (CD264, DCR2) abzielt, einen Köderrezeptor, der die TRAIL-vermittelte Apoptose blockiert. Geeignet für Durchflusszytometrie (FC) und an humanen Zellen validiert. Ideal für die Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner TNFRSF10D/TRAILR4 mAb
Bemerkungen/Alias	DCR2; CD264; TRUND; TRAILR4; TRAIL-R4
Spezies	Human
GeneID (human)	8793
GeneID	8793
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 56-211 von humanem TNFRSF10D/TRAILR4 (NP_003831.2) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UBN6
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel