

Kaninchen Anti-Human Tnfrsf10D/Trailr4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Ubn6

Artikelnummer: CM0008815

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TNFRSF10D/TRAILR4 (TRAIL-R4, CD264), einen Köderrezeptor für TRAIL. Validiert für Durchflusszytometrie, ermöglicht er den Nachweis der TRAIL-R4-Expression auf humanen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human TNFRSF10D/TRAILR4 mAb
Bemerkungen/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	8793
GeneID	8793
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 56-211 von humanem TNFRSF10D/TRAILR4 (NP_003831.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UBN6
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel