

Kaninchen Anti-Human Trem1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Np99

Artikelnummer: CM0009396



Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes TREM1 (CD354), validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der angeborenen Immunität, Entzündungsreaktionen und der Signalübertragung in myeloischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human TREM1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD354; TREM-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54210
Gen-ID	54210
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-200 von humanem TREM1 (NP_061113.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NP99
Proteingewicht	18kDa/26kDa
Versand	Eisbeutel