


Kaninchen Anti-Human Trop-2 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P09758

Artikelnummer: CM0009588



Einführung

Kaninchen monoklonaler anti-human TROP-2 Antikörper, konjugiert an . Detektiert tumorassoziierten Kalziumsignaltransduktor 2 mittels Durchflusszytometrie. Exprimiert in Plazenta und Pankreaskarzinomen. Ideal für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human TROP-2 mAk
Bemerkungen/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Spezies	Mensch
GenID	4070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-274 von human (NP_002344.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09758
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel