


Kaninchen-Anti-Mensch Trop-2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P09758

Artikelnummer: CM0010595



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TROP-2 (TACSTD2) für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Entwicklung von IVD-Assays und die Tumorantigen-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch TROP-2 mAk
Bemerkungen/Alias	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TROP2; Tumor-assoziiertes Kalzium-Signaltransduktors 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-274 von humanem TROP-2 (NP_002344.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09758
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel