


Kaninchen Anti-Humaner Trop-2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P09758

Artikelnummer: CM0005300



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TROP-2 (TACSTD2), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Forschung zur Tumorantigenexpression in humanen Proben, einschließlich Plazenta- und Pankreaskarzinomzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human TROP-2 mAb
Bemerkungen/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Spezies	Human
Gen-ID	4070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-274 des humanen Proteins (NP_002344.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P09758
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel