

Kaninchen Anti-Human Trop-2 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P09758

Artikelnummer: CM0009134



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TROP-2 (TACSTD2), konjugiert an . Validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Ideal für die Tumormarkerforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human TROP-2 mAb
Bemerkungen/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4070
Gen-ID	4070
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-274 von humanem TROP-2 (NP_002344.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P09758
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel