

## Kaninchen Anti-Mensch Ulbp2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Bzm5

Artikelnummer: CM0011443



### Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ULBP2 (NKG2DL2). Entwickelt für Durchflusszytometrie-Anwendungen in der Krebs- und angeborenen Immunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Mensch ULBP2 mAk                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | N2DL2; RAET1H; RAET1L; NKG2DL2; ALCAN-alpha                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                     |
| GenID (Mensch)    | 80328                                                                                                                      |
| GenID             | 80328                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-217 von humanem ULBP2 (NP_079493.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | FC                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                     |
| SWISS             | Q9BZM5                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 27 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |