

Kaninchen Anti-Humaner Ulbp2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Bzm5

Artikelnummer: CM0010603



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ULBP2 (NKG2D-Ligand). Validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt ein GPI-verankertes Protein, das in Krebszellen exprimiert wird und die NK-Zell-Zytotoxizität für die Immunonkologie-Forschung vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner ULBP2 mAb
Bemerkungen/Alias	ULBP2; ALCAN-alpha; N2DL2; NKG2DL2; RAET1H; NKG2D-Ligand 2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	80328
Gen-ID	80328
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-217 von humanem ULBP2 (NP_079493.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9BZM5
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel