

Kaninchen-Anti-Human-β2-Mikroglobulin-Mab Für Die Durchflusszytometrie - P61769

Artikelnummer: CM0011249



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes β2-Mikroglobulin (B2M), einen wichtigen Bestandteil von MHC-Klasse I. Für die Durchflusszytometrie validiert und geeignet zur Untersuchung der Antigenpräsentation und Immunflucht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen-anti-human-β2-Mikroglobulin-mAb
Bemerkungen/Alias	B2M; IMD43; Beta-2-Mikroglobulin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	567
GeneID	567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21–119 des humanen β2-Mikroglobulins (NP_004039.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P61769
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Mit Kühlakku