


Kaninchen-Anti-Human-B2-Mikroglobulin-Mab Für Die Durchflusszytometrie - P61769

Artikelnummer: CM0009481



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes β 2-Mikroglobulin zum durchflusszytometrischen Nachweis von B2M in der Immunüberwachung und bei Untersuchungen zur MHC-Expression. Dieses Reagenz richtet sich gegen die invarianten Kette des MHC-Klasse-I-Komplexes und ermöglicht die Untersuchung der Antigenpräsentation und Immunfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human- β 2-Mikroglobulin-mAb
Bemerkungen/Alias	IMD43
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	567
GeneID	567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21–119 des humanen β 2-Mikroglobulins entspricht (NP_004039.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P61769
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku