

Kaninchen Anti-Human B2 Mikroglobulin Mab - P61769

Artikelnummer: CM0012369



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes $\beta 2$ Mikroglobulin (B2M), empfohlen für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Forschung am Immunsystem, MHC-Klasse-I-Studien und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human $\beta 2$ Mikroglobulin mAb
Bemerkungen/Alias	B2M; IMD43; Beta-2-Mikroglobulin
Spezies	Human
GeneID	567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-119 von humanem $\beta 2$ Mikroglobulin (NP_004039.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P61769
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel