


Kaninchen Anti-Humanes B2 Microglobulin Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P61769

Artikelnummer: CM0009298



Einführung

Kaninchen monoklonaler anti-humaner $\beta 2$ Microglobulin Antikörper (Klon , IMD43) validiert für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für den Menschen; erkennt das 14kDa B2M-Protein. Ideal für Immunforschung und IVD-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Humanes $\beta 2$ Microglobulin mAb
Bemerkungen/Alias	IMD43
Spezies	Mensch
Gen-ID	567
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-119 von humanem $\beta 2$ Microglobulin (NP_004039.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P61769
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel