

Kaninchen Anti-Human B2-Mikroglobulin Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P61769

Artikelnummer: CM0011428



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes β 2-Mikroglobulin (B2M). Validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Unterstützt Immunforschung, Studien zur MHC-Klasse-I-Antigenpräsentation und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human β 2-Mikroglobulin mAb
Bemerkungen/Alias	B2M; IMD43; Beta-2-Mikroglobulin
Spezies	Human
GeneID (Human)	567
GeneID	567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-119 von humanem β 2-Mikroglobulin (NP_004039.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P61769
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eistüte