

Kaninchen Anti-Human $\beta 2$ Mikroglobulin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P61769

Artikelnummer: CM0009230



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes $\beta 2$ Mikroglobulin für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein 14 kDa sezerniertes Protein auf der Zelloberfläche, das an der Antigenpräsentation der MHC-Klasse I beteiligt ist. Geeignet für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human $\beta 2$ Microglobulin mAb
Bemerkungen/Alias	IMD43
Spezies	Mensch
GenID	567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-119 von humanem $\beta 2$ Mikroglobulin (NP_004039.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P61769
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel