


Kaninchen Anti-Humaner Vcam-1/Cd106 Mab Für Fc - P19320

Artikelnummer: CM0004837



Einführung

Kaninchen anti-humaner VCAM-1/CD106 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Validiert für humane Proben; zielt auf das vaskuläre Zelladhäsionsprotein 1 ab, das an Immunüberwachung und Entzündung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner VCAM-1/CD106 mAb
Bemerkungen/Alias	CD106; INCAM-100
Spezies	Human
Gen-ID	7412
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-698 von humanem VCAM-1/CD106 (NP_001069.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P19320
Proteingewicht	71kDa/74kDa/81kDa
Versand	Eisbeutel