

Kaninchen Anti-Mensch Vcam-1/Cd106 Monoklonaler Antikörper (Fc) - P19320

Artikelnummer: CM0006092



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes VCAM-1 (CD106). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Rekombinantes Immunogen (aa 25-698). Ideal für Forschung zu Entzündungen und Leukozytenadhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch VCAM-1/CD106 mAk
Bemerkungen/Alias	CD106; INCAM-100
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7412
Gen-ID	7412
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-698 des menschlichen VCAM1 (NP_001069.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19320
Proteinmolekulargewicht	71 kDa/74 kDa/81 kDa
Versand	Eisbeutel