


Kaninchen Anti-Humaner Vcam-1/Cd106 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P19320

Artikelnummer: CM0005352



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes VCAM-1 (CD106; INCAM-100). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt mehrere Isoformen (~71, 74, 81 kDa). Geeignet für Forschung zu Leukozytenadhäsion, Entzündung und Immunüberwachung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner VCAM-1/CD106 mAb
Bemerkungen/Alias	CD106; INCAM-100
Spezies	Human
GeneID (Human)	7412
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-698 von humanem VCAM-1/CD106 (NP_001069.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P19320
Proteingewicht	71kDa/74kDa/81kDa
Versand	Eisbeutel