


Kaninchen Anti-Human Vcam-1/Cd106 Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P19320

Artikelnummer: CM0012458



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes VCAM-1/CD106, geeignet für die Durchflusszytometrie-Analyse der VCAM-1-Expression auf Endothel- und Immunzellen. Ideal für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion und Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human VCAM-1/CD106 mAk
Bemerkungen/Alias	CD106; INCAM-100
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7412
Gen-ID	7412
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-698 des humanen VCAM-1/CD106 (NP_001069.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P19320
Proteingewicht	71kDa/74kDa/81kDa
Versand	Kühlakkupack